

Abnahme und Versand von Abstrichmaterial für den Nachweis von *C. trachomatis*, *N. gonorrhoeae*, *Mycoplasma genitalium* und *Trichomonas vaginalis* mittels Aptima™ Amplifizierungssystem

Allgemeine Hinweise:

Abnahmebesteck und Transportmedien werden zur Verfügung gestellt.

Zuweisungsformular ausfüllen:

- komplette Daten der Patientin/des Patienten
- Diagnose angeben
- gewünschte Untersuchung anführen

PatientInnenname (Nachname) und Geburtsdatum auf Abnahmeröhrchen vermerken.

Probenabnahme:

Frau: Benötigt werden 2 unterschiedliche Abnahmebestecke:

<i>Chlamydia trachomatis</i> und <i>Neisseria gonorrhoeae</i> – Cervix (weißes Röhrchen) 1) Überschüssigen Schleim mit beigegepacktem Reinigungstupfer (weißer Tupfer) sorgfältig entfernen. Tupfer anschließend verwerfen. 2) Abnahmetupfer (blauer Tupfer) in den Cervixkanal einführen und 10 Sekunden im Uhrzeigersinn drehen. Bei Gravidität erfolgt die Abnahme von der Portio.	<i>Mycoplasma genitalium</i> und <i>Trichomonas vaginalis</i> – Vagina (oranges Röhrchen) 1) Mit dem Abnahmetupfer einen Abstrich von der Vaginalwand durchführen.
- Das mitgelieferte Transportröhrchen öffnen und Tupfer sofort überführen. - Tupferstiel an der Sollbruchstelle abbrechen. Der Tupfer verbleibt im Röhrchen. - Röhrchen mit dem Deckel fest verschließen und ins Labor schicken.	

Mann:

<i>Chlamydia trachomatis</i>, <i>Neisseria gonorrhoeae</i>, <i>Mycoplasma genitalium</i> und <i>Trichomonas vaginalis</i> – Urethra 1) Möglichst eine Stunde vor der Abnahme nicht urinieren. 2) Abnahmetupfer (blauer Tupfer) in die Urethra einführen und 2–3 Sekunden im Uhrzeigersinn drehen. 3) Das mitgelieferte Transportröhrchen öffnen und Tupfer sofort überführen. Tupferstiel an der Sollbruchstelle abbrechen. Der Tupfer verbleibt im Röhrchen. Röhrchen mit dem Deckel fest verschließen und ins Labor schicken. Bitte beachten Sie, dass bei einer gewünschten Untersuchung auf drei oder vier dieser Erreger zwei Aptima-Röhrchen benötigt werden!

Lagerung und Transport:

Sowohl beimpfte als auch unbeimpfte Transportröhrchen können bei Raumtemperatur gelagert werden (2°–30 °C). Der Transport sollte innerhalb einer Woche erfolgen, kann allerdings bis zu 2 Wochen ohne Qualitätsverlust durchgeführt werden.

Beimpfte Aptima-Röhrchen können ohne weitere Vorkehrungen per Bote oder Post versandt werden. Nähere Hinweise zu Verpackung und Beförderung diagnostischer Proben sind auf unserer Homepage www.pilzambulatorium.at unter „Arztbereich“ – „Verpackung und Versand“ zu finden.

Das Aptima™ Amplifizierungs-System ist das derzeit modernste Amplifizierungsverfahren mit der höchsten Sensitivität und Spezifität